



Pufrový roztok pH, pH 7,00 (500 ml)

Kat. číslo produktu: 1222249
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Kvalitný pufrový roztok, bezfarebný. nadväznosť na NIST. pH je $7,00 \pm 0,02$ pri 25 °C.

Návaznosť na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Farebne značené?:	Nie
Koncentrácia:	7,00 pH
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Láhev
pH hodnota(y):	$7,00 \pm 0,02$ pH při 25 °C
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Pufrový roztok (bezfarebný) (NIST)
Špeciálna poznámka:	Trvanlivosť po otvorení při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 6 měsíců
Veľkosť balenia:	500 mL