



Amoniak, standardní roztok, 1 mg/L, 500 mL

Kat. číslo produktu: 189149
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Standardní roztoky pro iontově selektivní elektrodu (ISE) pro laboratorní analýzy

Jednparametrový štandard na zabezpečenie analytickej kvality. Fľaša s objemom 500 ml.

Návaznost na standardní referenční materiály organizací NIST

Zásadní je naměřeným výsledkům důvěřovat. Kvalita používaných standardních roztoků je klíčová.

Navržené pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření s ISE je dobrá péče o iontově selektivní elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrácia:	1,00 mg/L $\pm$ 0,03 mg/L NH ₃ -N (NIST)
Package settings:	Láhev
Parameter:	Amonné ionty
Platforma:	Roztok
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Štandardný roztok amónneho dusíka, 1 mg/l NH ₃ -N, 500 ml
Špeciálna poznámka:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce
Veľkosť balenia:	500 mL