



POCKET PRO TESTER TEPLoty POCKET PRO TESTER TEPLoty

Kat. číslo produktu: 9531700
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Eliminujte odhady při měření.

POCKET PRO TESTER TEPLoty

Dôvera vo výsledky

Díky vestavěné diagnostice eliminujete odhady, kdy kalibrovat nebo vyčistit senzor

Šetrí čas a peniaze

Snadno vyměnitelné baterie AAA a šikovně řešená vzorkovnice zjednodušují údržbu i měření.

Jednoduché použitie

Velká obrazovka LCD je snadno čitelná a u modely s vyměnitelným senzorem jsou vybaveny podsvícením, které umožňuje měření v téměř libovolném prostředí

Technické údaje

Jazyky manuálu:	Angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina
Obsah balenia:	Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňúrka na krk a stručný návod.
Parameter:	Teplota
Podsvietenie:	Nie
Požiadavky na batérie:	4 AAA
Přesnost:	1 °C
Prevádzková teplota:	0 - 50 °C
Rozlíšenie :	0,1 °C
Rozsah:	-15 - 170 °C
Trieda ochrany IP:	IP67
Záruka:	24 mesiacov

Obsah balenia

Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňúrka na krk a stručný návod.