



Balíček titračných aplikácií pre potraviny a nápoje: SO₂ vo víne

Kat. číslo produktu: AP0012.AT1122

EUR Cena bez DPH:
Dodávka do 2 týždňov

Kontaktujte nás

Balíček aplikácií pre stanovenie voľného a celkového SO₂ vo víne. Vhodné pre rad Titalab AT1000, modely automatických titrátorov AT1122/AT1222.

Technické údaje

Aplikácie:	Aplikácie pre potravinársky a nápojový priemysel
Kompatibilné prístroje:	AT1122 AT1222
Obsah balenia:	Aplikačný balíček obsahuje sklenenú byteru, plastové kadičky, magnetické miešadlo, predprogramovanú aplikáciu na USB pamäti, elektródu, kónický adaptér, zátku na fľašu.
Parameter:	Voľný a celkový SO ₂ vo víne
Typ:	Application Pack
Záruka:	24 mesiacov

Obsah balenia

Aplikačný balíček obsahuje sklenenú byteru, plastové kadičky, magnetické miešadlo, predprogramovanú aplikáciu na USB pamäti, elektródu, kónický adaptér, zátku na fľašu.