



## SOTA PT100T pH electrode, 12 mm, TOP68 connector

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Kat. číslo produktu:</b> | <b>LZX583</b>   |
| EUR Cena bez DPH:           | Kontaktujte nás |
| Dátum odoslania neuvedené   |                 |

Standard glass and reference system with head connector TOP68

---

### Technické údaje

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aplikácie:            | General use                                                     |
| Dĺžka:                | 140 mm                                                          |
| Elektrolyt:           | KCl/AgCl + KNO <sub>3</sub> gel, suitable for high temperatures |
| Hĺbka ponoru:         | 105 mm                                                          |
| Káblové spojenie:     | TOP68 connector                                                 |
| Konektor:             | TOP68                                                           |
| Materiál:             | Sensor: Glass                                                   |
| Membrána:             | Ring diaphragm, porous PTFE, double                             |
| Referenčná elektróda: | None                                                            |
| Rozsah merania:       | 0 - 80 °C                                                       |
| Rozsah tlaku:         | 0 - 3,5 bar                                                     |
| Teplotný senzor:      | PT100                                                           |
| Záruka:               | 6 mesiacov                                                      |
| Závit senzora:        | Pg 13,5                                                         |