



Be Right™



Dusičnanový dusík, standardní roztok, 1 000 mg/L jako NO₃-N (NIST), 500 mL

Kat. číslo produkta:

1279249

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Ion Selective Electrode (ISE) standard solutions for laboratory analyses

Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení dusitanů. 1 000 mg/L jako NO₃-N; 4 430 mg/L jako NO₃⁻.

Traceable to NIST standard reference materials

Always performing measurement results you can trust is essential. The quality of the standard solutions that are used are key.

Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate ISE measurements is good care and calibration of the Ion Selective Electrode.

Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

Technické údaje

Koncentrácia: 1 000 mg/L NO₃-N

Package settings: Bottle

Parameter: Nitrate

Platforma: Roztok

Podmienky skladovania: 10 - 25 °C (protect from light)

Popis: Dusičnanový dusík, standardní roztok jako NO₃⁻-N (NIST)

Špeciálna poznámka: Observed shelf life after opening, following recommended storage and use: 3 months

Veľkosť balenia: 500 mL