



Sada pro stanovení chloru (celkového), model CN-65

Kat. číslo produktu:

225401

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Chlor je nejčastěji používaný dezinfekční prostředek pro pitnou vodu a je rovněž důležitý pro dezinfekci bazénů, vod chladicích věží, průmyslového vybavení a v čištění komunálních odpadních vod. Měření a kontrola jsou nezbytné z bezpečnostních i ekonomických důvodů.

Používá kapkovou titraci – jednoduchá, úsporná titrační metoda

Sada v odolném přenosném kufříku obsahuje všechny potřebné reagenty a přístroje pro provedení analýzy v terénu

Technické údaje

Model testovací sady:	CN-65
Najmenší krok:	1
Název metody:	Kapková titrace/ thiosíran
Parameter:	Chlor, střední a vysoký rozsah – jako celkový Cl ₂
Platforma:	Drop Count Titration
Počet testů:	100
Prepravná hmotnost:	2
Rozsah měření:	0,2 - 4,0 mg/L & 1 - 20 mg/L
Smallest increment:	0,2
Štýl kufříka:	1 D