




Be Right™



Plnička pipet, safetypette

Kat. číslo produktu:	2799400
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Jednoduchá, ovladatelná plnička pipety umožňuje snadné nasávání a dávkování při různých rychlostech. Hodí se pro většinu 1–100mL pipet. Obsahuje vestavěný filtr pro kontrolu znečištění (lze vyměnit).

Technické údaje

Veľkosť balenia:	1 každá
------------------	---------