



Vzorkovač, naběračka

Kat. číslo produktu:	2929501
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Pro odběr vzorků vody, odpadních vod, odpadů a odtoků z jezer, potoků, nádrží nebo rybníků, ponorný vzorkovač vody poskytuje dlouhý dosah na jinak nepřístupná místa. Odměrný polypropylenový džbánec o objemu 1000 mL je upevněn na hliníkové trubkové rukojeti. Rukojeť má 3 části, spodní část o délce 91 cm (36"), teleskopickou část o délce 112 cm (44") a další horní část o délce 91 cm (36"). Spojení je provedeno pružinovými tlačítky s nastavovacími stupni, vzdálenými od sebe 15 cm (72"). Minimální délka rukojeti je 91 cm (36"), maximální délka je 274 cm (108"). Průměr rukojeti je 25 mm (1") s teleskopickou trubicí o průměru 22 mm (7/8").

Technické údaje

Veľkosť balenia:	1 každá
------------------	---------